

**NOTA:**

Para produtos de classe de risco I que não possuam instruções de uso específicas, poderão ser apresentadas as informações das instruções de uso na rotulagem ou no manual do instrumento.

1. Instruções de uso contidas na embalagem do produto:

**TAC - Centro de Assistência Técnica:** [www.sysmex.com.br](http://www.sysmex.com.br)

CELLPACK™

20L

REF

PK-30L

**GTIN 00664369020101**

Whole blood diluent for use in hematology analyzers  
Diluyente de sangre total para uso en analizadores hematológicos  
Diluyente de sangue para uso em analisadores hematológicos  
Diluant pour analyseurs hématologiques


**Componentes:**  
Sodium Chloride 6,38g/L  
Boric Acid 1,0g/L  
Sodium Tetraborate 0,2g/L  
EDTA-2K 0,2g/L

**Componentes:**  
Cloruro de Sódio 6,38g/L  
Acido Borico 1,0g/L  
Tetraborato de Sodio 0,2g/L  
EDTA-2K 0,2g/L


**Componentes:**  
Cloreto de Sódio 6,38g/L  
Ácido Bórico 1,0g/L  
Tetraborato de Sódio 0,2g/L  
EDTA-2K 0,2g/L

**Éléments:**  
Chlorure de Sodium 6,38g/L  
Acide Borique 1,0g/L  
Tétraborate de Sodium 0,2g/L  
EDTA-2K 0,2g/L

Producto químico no clasificado como peligroso según GHS.  
 Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.



PK-30L  
BL879059 -F



GS1-128 (01)00664369020101(17)YYMDD(10)P###

**Figura 1 Etiqueta frontal**

			
		<b>20L</b>	
<b>REF</b>	<b>PK-30L</b>	<p><b>Storage and shelf life after first opening:</b> Once opened, this reagent should be used within 60 days. If frozen, thaw, mix thoroughly and allow time for bubbles to dissipate before use.</p> <p><b>Almacenamiento y vida útil después de abrir el producto por primera vez:</b> Una vez abierto, este reactivo debe ser utilizado en 60 días. Si llega a congelarse, descongele, mezcle bien y espere a que las burbujas de aire se disipen antes de usarlo. Producto químico no clasificado como peligroso según GHS.</p> <p><b>Armazenamento e prazo de validade após a primeira abertura:</b> Uma vez aberto, este reagente deve ser utilizado dentro de 60 dias. Caso esteja congelado, descongele, misture bem e espere até que as bolhas se dispersem antes de usar. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.</p> <p><b>Conservation et durée de vie après la première ouverture du récipient:</b> Le réactif doit être utilisé dans les 60 jours suivant l'ouverture. Si le réactif est congelé, décongeler en agitant et attendre que les bulles de gas disparaissent.</p>	
	<b>YYYY-MM-DD</b>		
<b>LOT</b>	<b>P####</b>		
<p>PK-30L BL540219 -U</p>			
		<b>Reagent Code</b>  010498756202021817YYMMDD315100020010P####	<b>Reagent Code 2</b>  ABCDEFGHIJKLMNQRSTUWXYZ01

Figura 2 Etiqueta superior

**Warnings and precautions:**

Before use, please read the analyzer's Instructions for Use and the Safety Data Sheet carefully.

Do not ingest. Avoid skin and eye contact. In case of contact, immediately flush with plenty of water. Consult a physician in case of ingestion and/or eye contact.

**Advertencias y precauciones:**

Antes de usar, lea detenidamente las Instrucciones De Uso del analizador y la Ficha de Datos de Seguridad.

No ingerir. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si hay contacto, inmediatamente lave bien con abundante agua. Consulte a un médico en caso de ser ingerido o de haber contacto con los ojos.

**Advertências e precauções:**

Antes de usar, ler atentamente as Instruções de Uso do analisador e a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

Não ingerir. Evite contato com a pele e os olhos. Em caso de contato: Lave com água em abundância imediatamente. Consulte um médico em caso de ingestão e/ou contato com os olhos.

**Avertissements et mesures de précaution:**

Avant utilisation, lire attentivement le Mode d'emploi de l'analyseur et les Fiches de Données de Sécurité.

Ne pas avaler. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact: Laver abondamment à l'eau. En cas d'ingestion ou de contact avec les yeux; consulter immédiatement un médecin.

Figura 3 Face lateral da embalagem



**Sysmex Corporation**  
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori,  
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

**Manufactured by**  
**Sysmex do Brasil Indústria e Comércio Ltda.**  
Rua Joaquim Nabuco, 615  
São José dos Pinhais-Paraná-Brasil-CEP: 83.040-210  
CNPJ: 02.923.414/0001-18  
Resp. Técnico: José Roberto Floresta-CRF-PR 17803  
Indústria Brasileira


**Authorized representatives**  
U.S. and Canada:  
**Sysmex America, Inc.**  
577 Aptakisic Road  
Lincolnshire, IL 60069, U.S.A.  
Sysmex is Registered in U.S. Pat. & Tm. Off.



**Figura 4 Face lateral da embalagem**



Figura 5 Face lateral da embalagem



STORE IN A DUST FREE AREA / ALMACENAR EN UN ÁREA LIBRE DE POLVO / ESTOCAR EM ÁREA LIVRE DE POEIRA

Figura 6 Face superior da embalagem



2. Instruções de uso contidas no manual do instrumento:

## 4.2 CELLPACK

O CELLPACK é um diluente utilizado para diluir amostras de análise aspiradas, de modo a medir a contagem de RBC, a contagem de WBC, a concentração de hemoglobina e a contagem de plaquetas.



### Atenção!

- Antes de utilizar, deixe o CELLPACK à temperatura ambiente (15 - 30°C) durante, pelo menos, 24 horas. Se for utilizado um reagente que acabou de chegar, poderá não ser possível obter um resultado de análise correto.
- Utilize o CELLPACK entre 15 e 30°C. Poderá não ser possível obter um resultado de análise correto se a análise for feita com um reagente a uma temperatura superior a 30°C ou inferior a 15°C.
- Se congelado, descongele e misture bem antes de utilizar.
- O CELLPACK destina-se exclusivamente a ser utilizado com reagentes e analisadores Sysmex.
- Se outros reagentes forem utilizados, o desempenho dos instrumentos Sysmex não poderá ser garantido.
- Não utilize reagentes vencidos, pois a confiabilidade dos valores da análise não poderão ser garantidos.
- Se o reagente for retirado após ter sido conectado (ou seja, aberto), ele pode ser contaminado por bactérias e outras partículas, o que deteriorará o seu desempenho. Portanto, não é recomendável reconectar um reagente aberto.
- Depois de abrir o reagente, tome precauções para evitar a contaminação por poeira, sujeira, bactérias ou outros materiais. Caso contrário, existe a possibilidade de a análise não ser realizada corretamente.
- Não utilize um CELLPACK que apresente sinais de contaminação ou de instabilidade, tais como turbidez ou descoloração.

Figura 7 Extraído do manual de instruções do analisador Sysmex.