

Indicação e Uso

O tubo endotraqueal é usado principalmente para casos clínicos e hospitalares inserida na traquéia através da cavidade oral ou nasal, estabelecendo uma passagem respiratória.

O balonete tem a função de selar a traqueia para evitar que secreções respiratórias ou sangue entrem nos pulmões.

Imagem do produto



Características do produto

- Composição: PVC Siliconizado Grau Médico.
- Conector Padrão, cônico macho de 15 mm em conformidade com a ISO-5356-1.
- Possui olho de Murphy na lateral do tubo, oposto ao bisel.
- Curva Magill.
- Ponta Distal Atraumática.
- Esterilizado em Óxido de Etileno.
- Testado de acordo com a ISO-5361.
- Uso único, não reprocessar.
- Balão alto volume e baixa pressão.
- Radiopaco.
- Graduado em centímetros.
- Embalado individualmente em papel grau cirúrgico
- Tamanhos / Calibres 2.5 ao 10.0mm.