

## PAPEL TÉRMICO PARA ULTRASSOM S-STANDART 110MMX20M ULSTAR 1100S

O Papel térmico Ulstar é utilizado para imprimir imagens de vídeos de monitores de diagnóstico ultrassom à partir de impressoras térmicas. Estas impressões requerem uma alta precisão disponível para o método de impressão térmica

- Papel de Impressão de Alta Qualidade
- Tamanho do papel: 110 mm (L) x 20 m
- Quantidade de Impressões: 215 a 240 impressões por rolo



## Especificações:

- Largura de 110mm e comprimento de 20m.
- Produz aproximadamente 240 impressões por rolo.
- Impressões por rolo: 240 impressões por rolo.
- Tipo: P&B (preto e branco).
- Imprime imagens de vídeo em P&B em sistemas de diagnóstico de ultrassom médico.
- Impressão de precisão adequada para o método de impressão térmica sensível.
- Compatível com impressoras de vídeo Sony e Mitsubishi.
- Registrado pela FDA (Food and Drug Administration).
- Declaração de Conformidade EC.
- Certificado ISO 9001.
- Certificado ISO 14001.
- Produto novo, selado de fábrica.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.249, DE 25 DE MARÇO DE 2021

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 156, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve

Art. 1º Declarar o cancelamento dos produtos para a saúde sob os números de registro constantes do anexo desta Resolução, visto que tratam-se de produtos que deixaram de ser regularizados Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde/Anvisa em decorrência do enquadramento na definição de produto médico estabelecido pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 185/2001, e conseqüente revisão e atualização da lista de produtos não regulados

Parágrafo único. A lista atualizada de produtos para a saúde não regulados pela Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde/Anvisa pode ser consultada em: <https://www.gov.br/anvisa/ptbr/setorregulado/regularizacao/produtos-para-a-saude/produtos-nao-regulados>

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Nome Comercial - PAPEL TERMO SENSÍVEL ULSTAR

Nº do Processo - 25351333218201218

## Mode de usar:

1. Verificar a largura do papel para uso na impressora.
2. Selecionar o tipo de papel para o modelo da impressora a ser utilizada.
3. Retirar a embalagem do rolo de papel e remover a etiqueta colocada na parte superior do mesmo.
4. Manter a tampa da impressora aberta para carregar o papel.
5. Colocar o pacote no esterilizador.
6. Retirar os primeiros 15 a 20cm(6 a 8 polegadas). Nesta parte desprezada existem resíduos que podem causar a má qualidade na impressão.
7. Não dobrar o papel ou tocar na superfície impressa. A Poeira ou a digital também poderão causar a má qualidade de impressão.

Modo de usar