



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 11.671.812/0001-85

AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial

Maringá – PR 44 3123-8700

comercial@descarbox.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO

COLETOR DE MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E CORTANTES DESCARBOX PREMIUM

REGISTRO NA ANVISA Nº 80937630001

Responsabilidade Técnica:

Flávia Dalla Pria

CRQ / Pr – nº 9201624



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

1. Modelo Comercial e Imagem do produto:

- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 1,5 L - 0.750 Quilogramas 120x110x145 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 03 L - 1.500 Quilogramas 140x110x220 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 07 L - 3.500 Quilogramas 215x170x220 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 13 L - 6.500 Quilogramas 285x205x240 mm;
- Coletor Perfurocortante Descartável Descarbox Premium - 20 L - 10 Quilogramas 305x245x310 mm;



2. Nome Técnico:

- Recipiente para Perfurocortantes/Infectante;

3. Formas de Apresentação Comercial do Produto:

- Embalagem primária: 10 unidades do produto, embalados fita de arquear;
- Embalagem secundária: 20 unidades do produto, embalados em caixas de papelão.



DESCARBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 11.671.812/0001-85
AF nº 8.09.376-3

Rod. PR 317, 8.407 – Pq. Industrial
Maringá – PR 44 3123-8700
comercial@descarbox.com.br

4. Descrição do Produto, Especificações e Características Técnicas do Produto:

Os coletores servem para descarte de materiais infectantes perfurantes e cortantes: Seringas descartáveis/agulhas hipodérmicas, agulhas de sutura, escalpes, lâminas de bisturi, estiletes de cateteres intravenosos (IV), agulhas para coleta de sangue espinhal ou epidural, agulha de medula óssea, para biopsia, tipo Huber ou outro tipo de agulha com lúmen. Vidros, como tubo capilar ou pipeta. Frasco de amostra, tubos de ensaio/vácuo. Descarte de fragmento ósseo/lasca de dente, osteotomos, serras, cisalhas, dispositivos de eletro cauterização Bovie, Lima, Sonda exploradora, Fórceps de extração, descolador, Lâmina para corte histológico.

O coletor 1,5 lt possui a particularidade do desconector de agulhas, em que, através do movimento de torque aplicado na seringa sobre o desconector de agulhas, a agulha é descartada no mesmo para descarte somente do perfurocortante; este procedimento destina-se a clínicas odontológicas, em que são utilizadas seringas carpule, permitido a sua reutilização pós esterilização.

5. Composição:

- Recipiente para descarte de perfurocortantes/infectantes na cor amarelo ouro;
- Coletor de papelão ondulado [onda B] na cor pardo;
- Sacola de revestimento de polietileno [PEBD];
- Fundo e Cinta interna de papel rígido (reciclado de materiais, papéis e plásticos prensados);
- Bandeja interna de papelão ondulado [onda B];
- Acondicionado em embalagem primária caixa de papelão ondulado [onda B];
- Coletor de 1,5 Litros possui desconector de agulhas de material plástico rígido;