

	INSTRUÇÃO DE USO	Revisão 00
	FAIXA DE SMARCH SEM LÁTEX	Nº ANVISA: 10448330031

- **NOME COMERCIAL**

Faixa de smarch sem látex

- **MODELOS**

Algodão sintético nas larguras 5; 7,5 e 10cm.

- **APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

Embalagem primária - envelope grau cirúrgico contendo 1 unidade de acordo com o modelo.

- **INDICAÇÃO DE USO**

Bandagem elástica compressiva (torniquete) de vasos sanguíneos com fim hemostático dos membros superiores e inferiores para possibilitar a execução de intervenções cirúrgicas e estancamento de hemorragia.

- **MODO DE USO**

Aplicar sobre a local a ser garroteado, tracionando de forma uniforme e continua.

- **Especificações**

Lâmina com 2m de comprimento e larguras de 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 e 25cm.

- **MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO**

Radiação Ionizante ou Oxido de Etileno.

- **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Local seco e protegido da luz, temperatura entre 15 e 40°C, U.R.A. (umidade relativa do ar) entre 20 e 80%.

- **ADVERTÊNCIAS**

O fabricante orienta o uso único.

Não usar o produto como estéril, se a embalagem estiver violada ou molhada.

Não contém látex.

- **CONTRAINDICAÇÕES**

Não há contraindicações para este produto.

- **FABRICAÇÃO**

Fabricado por: Sterifarma Produtos Cirúrgicos LTDA. CNPJ: 00.678.593/0001-40

Telefone: 55 11 2421-2551 - Site: <http://sterifarma.com.br/wsite/> E-mail: sac@sterifarma.com.br

AFE: 1.04.483-3 - Responsável Técnico: Vinicius Pereira dos Santos - CRF/SP 72.754