




Fabricado por Jiangsu Nanfang
Medical Co., Ltd. Guoxiang Road,
Wujin Economic Development
Zone, Changzhou, China
Importado e distribuído no
Brasil exclusivamente por Maxicor
Produtos Médicos Ltda
CNPJ 84.966.498/0001-31
Rua Iolanda Túlio Borba, 243
CEP 83.323-380
Pinhais-Paraná- Brasil
Fone: 41 3033-3091
Fax: 41 3033-7791
www.maxicor.com.br



Fabricação
Lote
Validade: 5 anos

Fita Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica
MAXICOR
Contém 1 unidade -



Composição: Fita de não tecido,
adesivo hipoalergênico e tubo plástico.
Instruções de Uso: Verificar a validade
do produto e a integridade da
embalagem, só abri-la no local
adequado e em condições assépticas
de manipulação. Verificar o tamanho
necessário para a aplicação. Cuidadosa-
mente, fixar na região desejada, que
deve estar limpa e seca.

Precauções: Descontinuar o uso se
houver irritação persistente de pele.

Advertências e cuidados especiais:

Não utilizar o produto caso sua
embalagem esteja danificada ou
aberta, ou o prazo de validade do
produto esteja vencido.

**Condições de armazenamento e
conservação:** Conservar em local seco
e fresco, em temperaturas entre -5 °C e
30 °C e umidade relativa menor do que
80%.

Responsável Técnico: Hamilton Trevisan CRF/PR 19474
Produto isento de registro na ANVISA, sujeito a cadastramento
nº: 10299800018