


# Bellmol CFR®

Detergente desincrustante alcalino



7898945063 01 2



## Descrição

**Bellmol CFR®** por ter em sua formulação uma perfeita combinação de componentes, permite ao produto penetrar rápida e intensamente nos mais diversos tipos de sujidades, facilitando assim o trabalho da operação de limpeza. Recupera o brilho natural dos metais.

## Utilização

**Bellmol CFR®** é recomendado para uso em lavadoras automáticas, termo-desinfectoras e ultra-sônicas, assim como limpeza manual de instrumental cirúrgico, pisos, azulejos, vidraria, e superfícies em geral.

**Bellmol CFR®** é utilizado manualmente, para lavagem de superfícies de alumínio, aço inox e fibra de vidro.

## Propriedades

Alto teor de matéria ativa, proporcionando ótimos resultados em baixas concentrações de uso.

Ótimo poder de limpeza e auxiliar na desinfecção pela eliminação de biofilme.

Por ser de baixa alcalinidade, não ataca a epiderme, superfícies pintadas ou esmaltadas, metais em geral, plásticos, madeiras.

Não contém perfume e, dado às suas características, é especialmente recomendado para lavagem de superfícies em setores de hospitais e produção de indústrias alimentícias e farmacêuticas.

## Instruções de uso

Diluir de acordo com o grau de resíduos e sujidades.

## Características técnicas

Aspecto	Líquido
Cor	Amarelado
pH	9,0 – 10,0
Densidade, 20/4 °C	1,08 g/cm3

## Composição

Ácido Sulfônico, Alcalonamida de Ácido Graxo de Coco, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Alcalinizante, Sequestrante, Solvente e Água Deionizada.

## Conservação e Armazenagem

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ.

## Precauções

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto ou embalagem do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. Conservar a embalagem bem fechada após o uso.

**bell type**<sup>tm</sup>  
We care for life



**Bellmol CFR® and Bell Type® Logo - Bell Type Corporation Trademarks © 2023 Bell Type Corporation. All Rights Reserved.**

Bell Type Corporation believes that the information and recommendations contained herein (including data and statements) are accurate as of the date hereof. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable where such product is used in combination with any other materials or in any process. It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Further, since the conditions and methods of use are beyond the control of Bell Type Corporation, Bell Type Corporation expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information.