



### Característica

Indicações: Hipoxemia, tratamento inicial da hipoxemia em caso de emergência, trauma grave, etc.

### Descrição do Produto:

A máscara de não reinalação é usada para aumentar a quantidade de oxigênio disponível no ar a ser inspirado pelo paciente. Permitindo que maior aporte de oxigênio chegue ao sangue e tecidos. Utilizada no tratamento e prevenção de estados hipoxêmicos. A fixação é feita através de fita elástica ajustável fixa a cabeça do paciente. As máscaras de não reinalação são utilizadas em situações clínicas com hipóxia (falta de oxigênio) de grau moderado a intenso onde concentrações de oxigênio maiores que 90% sejam necessárias. A concentração de oxigênio pode ser mantida em 85% - 99% sob suprimento total de oxigênio.

- As presilhas nasais podem ser ajustadas quanto à estanqueidade, dependendo da face do paciente.
- Uso em um único paciente para evitar infecção cruzada.
- O material atende aos requisitos de biocompatibilidade ISO.

### Especificação:

CP 332001 Máscara de Não Reinalação Adulto.  
CP 332002 Máscara de Não Reinalação Pediátrica.

- Tubo de oxigênio 2,1 metros

ANVISA nº80901110017