

Máscara Descartável

Nossa máscara descartável é produzida com um material inovador de 3 camadas de tecido não-tecido (TNT) fundido, criado durante a pandemia pela líder global do setor (FITESA SA), Material laudado pelos mais respeitados laboratórios garantindo eficiência acima da exigida para comercialização.

Este método inovador de produção do TNT, garante no produto a eficiência já habitual, porém através do fusinamento das camadas, alcança uma leveza incomparável no produto final através de um DELTA P de 2,1 enquanto a exigência da ANVISA é < 4.

Results:

Test Article Number	Percent BFE (%)
1	98.8

The filtration efficiency percentages were calculated using the following equation:

$$\% BFE = \frac{C - T}{C} \times 100$$

C = Positive control average

T = Plate count total recovered downstream of the test article

Note: The plate count total is available upon request

+ Máscara ULTRA-LEVE



+ Barreira ativa contra vírus e bactérias



Detalhes

Nossas máscaras utilizam Material baseado nos requisitos técnicos da ANVISA para construção de máscaras hospitalares, possuindo 3 camadas dispostas da seguinte maneira SMS, onde "S" se refere ao tecido do tipo Spunbond que possui características hidrórepelentes e "M" significa Meltblown que possui características de elemento filtrante, sendo assim a solução padrão ouro para confecção de máscaras faciais protetoras.

AJUSTE NASAL

CAMADAS
DE 3 DE
PROTEÇÃO

CAMADA
REPELENTE

FILTROS
PROTETORES

CAMADA
PURIFICADORA

50
g/m²

+ Máscara ULTRA-LEVE

PROTEÇÃO PARA VOCÊ E
PROFISSIONAIS MÉDICOS



BARREIRA ATIVA CONTRA
VÍRUS E BACTÉRIAS



MÁSCARAS DE
ALTA QUALIDADE



Máscara Descartável



DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNIDADE DE MEDIDA	PADRÃO PRODUTO
CAMADA EXTERNA	Tecido Não Tecido Spunbond 100% polipropileno	g/m ²	50
CAMADA MÉDIA	Tecido Não Tecido MetiBlown		
CAMADA INTERNA	Tecido Não Tecido Spunbond 100% polipropileno		
COMPRIMENTO	*	mm	175
LARGURA	*	mm	95
CAMADAS	*	*	3
COR	*	*	Branco, Preto, Azul e Rosa
EARLOOPS	Nylon Spandex	mm	180
EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIAL - BFE	NORMA ABNT NBR 15052	%	98,8
DIFERENCIAL DE PRESSÃO - DELTA P	NORMA ABNT NBR 15052	mm h ₂ O/cm ²	2,1

PRECAUÇÕES DE USO

- + Lavar sempre as mãos antes de colocar a máscara
- + Trocar quando estiver úmida.
- + Lave as mãos após retirar a máscara e jogue-a fora.
- + Elas não são laváveis. Elas não são reutilizáveis.

ARMAZENAMENTO

Conservar em local fresco, limpo e seco.

Armazene em caixas originais fechadas.

FABRICANTE



Rua Tucanos, 93 - Jardim
California - Barueri - SP,
06409-030

www.fabrassa.com.br



Pacote
2 com 25 unidades



Display
50 unidades



Caixa Master
60 displays

Tamanho Display

↔ 20cm ↕ 10,5 cm ↗ 10 cm

Peso: 30g

Tamanho Caixa Master

↔ 51,6 cm ↕ 22,2 cm ↗ 41 cm

P.L.: 3,8 Kg **P.B.:** 5,2 Kg

