



Ficha Técnica Touca Descartável OLIMED

REG. Nº.: 211
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

Nome Técnico: VESTIMENTA CIRÚRGICA

Nome Comercial: TOUCA DESCARTÁVEL - OLIMED

Registro ANVISA: 80273450009

DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO.,LTD

Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Indicadas para proteção capilar, evitando a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza.

PRODUTO	COD. INTERNO	COD. DE BARRAS	PESO	LARG	ALT	COMP	CAIXA TRANSPORTE
Touca	-	0606529141141	11,1	0,26	0,4	0,64	50

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Confeccionado em tecido não tecido 100% Polipropileno. Possui elástico nas extremidades para facilitar o ajuste. Cor branca. Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.

EMBALAGEM:

Embalado em pacote com 100 unidades – caixa de transporte com 50 pacotes.

INSTRUÇÃO DE USO:

Abrir o pacote com as mãos limpas e secas. Retirar a touca a ser utilizada de sua embalagem original;

Ajustar o elástico das laterais da touca;

Após procedimento no qual foi utilizado a touca, a mesma deverá ser descartada;

Descartar em local apropriado;

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC

Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br

CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366



Ficha Técnica Touca Descartável OLIMED

REG. Nº.: 211

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH

COREN/SC 273.138

ORIENTAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS PARA USO E SEGURANÇA DO PRODUTO:

Produto destinado a uso médico hospitalar;

Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;

Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;

Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;

Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;

Armazenar em local seco, limpo em temperatura ambiente;

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

EFICÁCIA E SEGURANÇA DO PRODUTO:

A eficácia e segurança do produto é garantida pelo controle exercido durante todo o processo da manufatura que inclui as seguintes fases:

Seleção de fornecedores qualificados e certificados para a matéria prima;

Seleção da matéria prima recebida;

Teste físicos e funcionais para verificação de conformidade do produto com os procedimentos escritos das especificações e limites a serem cumpridos durante todas as fases do processo de manufatura e produto acabado.

Simara Colombi
Enfermeira
COREN/SC 273.138

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138