

## LÂMINAS DE BISTURI AÇO CARBONO / AÇO INOXIDÁVEL

### Cadastro / Registro M.S.:

80495510026

### Modelos

10, 11, 12, 15, 15C, 20, 21, 22, 23 e 24.

### Indicação de uso

Trata-se de um instrumento cirúrgico, fabricado em aço inoxidável ou carbono, esse instrumental possui diversos tipos de comprimento e formatos em sua extremidade para atender a vários procedimentos cirúrgicos, são utilizadas para cortar, raspar e /ou remover estruturas em procedimentos.

### Especificação técnica











Composição: aço cirúrgico ou aço inoxidável

Estéril, descartável e de uso único

Atóxico e apirogênico

Validade 5 anos após data de esterilização

### Modelos:

Tamanho	Medida	Figura
10	Comprimento: 43mm Altura: 8mm	
11	Comprimento: 43mm Altura: 6,5mm	
12	Comprimento: 36mm Altura: 10mm	
15	Comprimento: 40mm Altura: 4mm	
15C	Comprimento: 35mm Altura: 6,5mm	
20	Comprimento: 46mm Altura: 9mm	
21	Comprimento: 54mm Altura: 11mm	
22	Comprimento: 59mm Altura: 11,5mm	
23	Comprimento: 51mm Altura: 10mm	
24	Comprimento: 55mm Altura: 11mm	

*\*imagens meramente ilustrativas.*

### Apresentação

Embalagem Primária: embalados individualmente em embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico e abertura asséptica.

Embalagem Secundária: Caixas de Papelão contendo 5000 unidades (50 caixas com 100 unidades cada)

Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br | medixbrasil



### Orientações de Uso

Retirar a lâmina com o auxílio de uma pinça estéril, de acordo com a técnica asséptica adequada;  
Encaixar a lâmina no cabo de bisturi adequado; A Lâmina deverá ser manuseada por profissional especializado da área médica.

### Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

Esterilizado por Raio Gama

Atenção ao fazer o acoplamento da lâmina no cabo de bisturi a fim de evitar a possibilidade de cortes acidentais;

Não esterilizar o cabo de bisturi com a lâmina acoplada;

Não utilizar a lâmina sem o cabo de bisturi a fim de evitar riscos desnecessários

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

### Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC 40/2015

RDC Nº665 de 30 de março de 2022

### Códigos de Barra

EAN13	EAN14
AÇO CARBONO	
7898652371417	17898652371414
7898652370762	17898652370769
7898652371424	17898652371421
7898652370779	17898652370776
7898652370526	17898652370523
7898652371431	17898652371438
7898652370786	17898652370783
7898652370519	17898652370516
7898652370793	17898652370790
7898652370809	17898652370806

#### Matriz

+55 45 3039 4242  
Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114  
BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br medixbrasil





#### AÇO INOXIDÁVEL

7898652372346	17898652372343
7898652370489	17898652370486
7898652372353	17898652372350
7898652370496	17898652370493
7898652372360	17898652372367
7898652372377	17898652372374
7898652370502	17898652370509
7898652372384	17898652372381
7898652372391	17898652372398
7898652372407	17898652372404

#### Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

#### Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR N° 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR N° 34371

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 02 de 27/09/2022

Imagens meramente ilustrativas:

No. 10 

No. 11 

No. 12 

No. 15 

No. 15C 

No. 20 

No. 21 

No. 22 

No. 23 

No. 24 



#### Matriz

- +55 45 3039 4242
- Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

- +55 47 3439 2114
- BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC
- [medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br)    [medixbrasil](https://www.facebook.com/medixbrasil)