

## ADAPTADOR PARA COLETA MÚLTIPLA "HOLDER"

### Cadastro / Registro M.S.:

80495510139

### Modelos

Holder

### Indicação de uso

O adaptador para coleta múltipla é utilizado como apoio para a coleta múltipla de sangue e serve de guia para a introdução do tubo de coleta. É utilizado como acessório ao processo de coleta, permite ao usuário uma boa empunhadura e segurança na hora da coleta de sangue. Compatível com diversos tamanhos de agulhas, scalpels e tubos próprios para coletas de sangue a vácuo.

### Especificação técnica

Material: polipropileno

Cor: Transparente

Tamanho: 48mm altura, 19,4mm largura, 30,2mm base, 7,2mm bocal.

Se acopla através de rosqueamento na agulha de coleta à vácuo.

Não estéril.

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

### Apresentação

Embalagem Primária: Acondicionados em embalagens polybag contendo 50 unidades

Embalagem Secundária: Caixas de Papelão contendo: 20 polybags com 50 unidades cada (1000 unidades).

### Orientações de Uso

Encaixar a agulha para coleta no adaptador, girando até rosqueá-la completamente.

Seguir com a técnica de venipunção, em seguida, com o auxílio do adaptador, empurrar o tubo de coleta contra a agulha que através do dispositivo emborrachado permite o encaixe de forma correta e permite a troca dos tubos sem que ocorram vazamentos.

Após retirada do tubo e finalização da coleta, soltar o garrote e retirar o conjunto adaptador/agulha;

Descartar em recipiente apropriado conforme legislação vigente

### Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

Ao manipular junto com as agulhas utilize técnicas e instrumentais adequados.

Utilizar sempre técnicas ASSÉPTICAS, no manuseio.

Fabricante recomenda uso único.

### Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

### Normas técnicas

ISO 13485:2003

RDC Nº 185 de 22.10.2001

#### Matriz

+55 45 3039 4242  
Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114  
BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

medixbrasil.com.br medixbrasil





RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

#### Códigos de Barra

EAN13

7898652375927

EAN14

17898652375924

#### Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

#### Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor

[sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

0800 006 3036

Revisão 00 de 19/12/2022

Imagens meramente ilustrativas:



#### Matriz

+55 45 3039 4242

Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

#### Filial

+55 47 3439 2114

BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

[medixbrasil.com.br](http://medixbrasil.com.br) medixbrasil