

SERINGA DOSADORA DESCARTÁVEL

Cadastro / Registro M.S.:

80495510161

Modelos

3mL, 5mL, 10mL, 20mL;

Indicação de uso

Desenvolvidas para dosagem e administração de medicamentos por via oral ou via enteral.

Especificação técnica

Fabricadas em Polipropileno

Êmbolo em borracha sintética (látex free)

Corpo transparente: permite a visualização nítida do fluído aspirado;

Sem agulha;

Graduação:

3ml: graduação principal de 0,5 em 0,5ml e a secundária de 0,1 em 0,1ml;

5ml: graduação principal de 0,5 em 0,5ml e a secundária de 0,1 em 0,1ml;

10ml: graduação principal de 1 em 1ml e a secundária de 0,2 em 0,2ml;

20ml: graduação principal de 1 em 1ml e a secundária de 0,5 em 0,5ml;

Atóxicas e apirogênicas;

Descartáveis e de uso único.

Produto não estéril

Apresentação

Embalagem principal: Embaladas em saco polybag transparente contendo:

3ml: 150 peças

5ml: 100 peças

10ml: 80 peças

20ml: 40 peças

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo:

3ml: 3600 unidades (24 sacos)

5ml: 2400 unidades (24 sacos)

10ml: 2400 unidades (30 sacos)

20ml: 960 unidades (24 sacos)

Orientações de Uso

1. Meça acuradamente a dose prescrita, utilizando a borda superior do êmbolo. As seringas têm escalas em mililitros (mL).
2. Após preencher a seringa, feche a extremidade com a tampa, fornecida separadamente num saquinho.
3. Antes de administrar a dose, retirar a tampa e colocar a ponta da seringa na cavidade bucal, entre a bochecha e os molares.
4. Para evitar engasgues, dispense a medicação lentamente, empurrando gentilmente a haste do êmbolo.
5. Descarte adequadamente a seringa após o uso.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”, “NÃO DEVEM SER REUTILIZADAS”, “PROIBIDO REPROCESSAR”, “DESTRUIR APÓS O USO”;

“Ler atentamente as Instruções de Uso”;

Apenas uso oral.

Os produtos farmacêuticos preparados nestas seringas devem ser administrados o mais rápido possível.

A reutilização pode levar a uma infecção ou outra doença/lesão.

Matriz

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📱 medixbrasil





Uso exclusivo para administração de medicamentos por via oral.

Este produto não possui conexão tipo luer e não é conectável a agulhas hipodérmicas.

Este produto não é indicado para a administração de substâncias por via intravenosa ou intramuscular.

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/20225 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC Nº 185 de 22.10.2001

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652376733 – 3ml

7898652376740 – 5ml

7898652376757 – 10ml

7898652376764 - 20ml

EAN14

17898652376730

17898652376747

17898652376754

17898652376761

Importado e distribuído por:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo CRF-PR Nº 34371

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 00 de 16/12/2022

Imagens meramente ilustrativas:

Matriz

☎ +55 45 3039 4242

📍 Rua Paraná, 1791 | Centro | Cascavel/PR

Filial

☎ +55 47 3439 2114

📍 BR 280, KM 27 - 5065 | Galpão 18, 19 e 20 | Araquari/SC

🌐 medixbrasil.com.br 📱 [medixbrasil](https://www.instagram.com/medixbrasil)

