

EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL COMPLETO

Anvisa nº:

80495510033 / 80495510087 / 80495510112 / 80495510189

Modelos

Macro-gotas (20gotas/ml); Micro-gotas (60gotas/ml)

Indicação de uso

Os Equipos de infusão gravitacional, foram desenvolvidos para administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas.

Possui a finalidade de entremear a ligação do dispositivo venoso periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação), indicado para frascos rígidos.

Especificação técnica

Composição: polietileno, polipropileno e Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (ABS).

Estéril por óxido de etileno

Somente para infusão por gravidade

Ponta perfurante com tampa protetora

Tubo flexível de 150cm de PVC

Abertura para ventilação de ar com filtro Ø6 (membrana hidrófoba e bacteriológica)

Injetor lateral tipo Y com membrana auto cicatrizante

Pinça rolete reguladora de fluxo

Câmara gotejadora flexível com filtro de partículas 15µ antibacteriano

Conector luer com tampa protetora

Modelos:

Equipo de Infusão gravitacional Macro-gotas Luer Slip / Luer Lock

Equipo de Infusão gravitacional Micro-gotas Luer Slip

Possui DEHP

Látex free

Certificado de Conformidade INMETRO

Validade 5 anos após data de esterilização

Descartável e de uso único

Atóxico e apirogênico

Apresentação

Embalagem principal: Blister em papel grau cirúrgico ou polybag com 01 unidade.

Embalagem de transporte:

Caixa de papelão contendo 400 unidades. (modelo papel grau cirúrgico)

Caixa de papelão contendo 500 unidades. (modelo polybag)

Orientações de Uso

Verificar o tipo adequado, conforme indicação na embalagem; verificar a integridade da embalagem e retirar o Equipo da embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso; executar o procedimento; após o uso, descartar o equipo imediatamente em local para materiais contaminados;

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não utilizar para bomba de infusão;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2016

RDC N°40/2015

RDC N°665 de 30 de março de 2022

RDC N°539 de 30.08.2021

Portaria INMETRO N° 200 de 29.04.2021

Portaria INMETRO N° 461 de 18.11.2021

Portaria INMETRO N° 289 de 04.09.2020

Códigos de Barra

EAN13

7898652370434 – Macro LS PGC

7898652370465 – Micro LS PGC

7898652371790 – Macro LS PEbag

7898652371837 – Macro LL PEbag

EAN14

17898652370431

17898652370462

17898652371797

17898652371834

Detentor da Notificação:

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Elisa de Novaes CRF-PR N° 21059

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 09 de 12/11/2025

Imagens meramente ilustrativas:

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 – Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 – Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741



Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741