




Linha de Seringas- Injex

INJEX



Seringa Hipodérmica

Estéreis, atóxicas e apirogênicas. Cilindro altamente transparente permitindo total visualização do fluido aspirado.

Êmbolo látex free, graduação com alto grau de precisão.

Embaladas individualmente. Esterilizadas a Óxido de Etileno, com validade de 5 anos em embalagem intacta. Todas, com exceção das seringas de 1 ml e 60 ml, possuem o BREAK OFF SYSTEM, sistema de quebra da haste que inutiliza a seringa.

Tamanhos: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, Luer Lock, Luer Slip e 60 ml Bico Sonda.

Jeringa Hipodérmica

Esteriles, atoxicas y apirogenicas. Cilindro altamente transparente, permitiendo una total visualización del fluido aspirado.

Émbolo de látex libre, graduación con alto grado de precisión.

Empaquetado individualmente. Esterilizadas a Oxido de Etileno, con validez de 5 años en embalaje intacta. Todos, a excepciones de las jeringas de 1 ml y 60 ml, tienen el BREAK OFF SYSTEM, sistema de rotura da varilla que desactiva la jeringa.

Tamaños: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml, Luer Lock, Luer Slip y 60 ml Boquilla Sonda.




Tampa Protetora Luer - Injex Cap

Projetada para bicos slip ou lock, protege contra a entrada de possíveis contaminações. Apresenta-se estéril atendendo os seguimentos da área da saúde.

Utilizada após preparo ou envase de medicamentos para a prevenção de possíveis contaminações durante o armazenamento e transporte interno em hospitais, consultórios, farmácias de manipulação e indústrias farmacêuticas e veterinárias.

Tapa Protectora Luer - Injex Cap

Diseñado para boquillas de deslizamiento o bloqueo, protege contra posibles contaminaciones. Es estéril, cumple con los requisitos del área de salud. Se utiliza después de la preparación o el envasado de medicamentos para evitar la posible contaminación durante el almacenamiento y el transporte interno en hospitales, clínicas, farmacias de manipulación y las industrias farmacéutica y veterinaria.



Break off System

Sistema de quebra de haste que inutiliza a seringa.

Sistema de rotura da varilla que desactiva la jeringa



Tampas Protetoras