



TRUST
YOUR HANDS

Acessórios para endoscopia gastrointestinal

**INNOVATION
FOR HEALTH**

Jiangsu Vedkang Medical Science & Technology Co.,Ltd.



Quem somos

A Vedkang Medical é uma das líderes em desenvolvimento, fabricação e comercialização de dispositivos endoscópicos de alta qualidade. Nossa linha inclui produtos para ESD, produtos para CPRE e produtos básicos de tratamento endoscópico gastrointestinal, que são distribuídos para mais de 80 países em todo o mundo.

Fundada em 2003, com mais de 1.000 colaboradores, nossa missão sempre foi inovar para a saúde: tornar as cirurgias mais fáceis e os pacientes mais seguros. Em 2020, a Vedkang medical ganhou o prêmio de Contribuição de Empreendedorismo em Ciência e Tecnologia da China e o Prêmio Nacional de Empresa de Dispositivos Médicos Modelo.

Culturalmente, a Vedkang se dedica a ser um parceiro confiável para os médicos e um lugar feliz para os funcionários.

Missão: Inovação para facilitar a cirurgia

Visão: Parceiros de confiança para médicos; Local de trabalho feliz para os funcionários

Proposta de valor: Respeitar a vida, respeitar a regulamentação, foco na inovação, desenvolver juntos, compartilhando responsabilidade, simples e eficiente, autoexame e crescimento

A luta pela saúde humana é nossa eterna busca.

Mais informações estão disponíveis em www.vedkang.com.

Entre em contato conosco em: sales@vedkang.com.



Conteúdo



VedClip
-Hemoclipse endoscópico descartável/P01 e 02



VedSnare
-Alça de Polipectomia descartável/P03 e 04
-Alça de Polipectomia descartável a frio/P05 e 06




VedBalloon
-Balão de extração/P17 e 18



VedBasket
-Basket de extração de cálculo/P23 e 24




VedNeedle
-Agulha de injeção/P07 e 08



VedBite
-Pinça de biópsia não elétrica descartável/P09 e 10



VedGrasper
-Pinça de prensão descartável/P25 e 26
-Rede coletora descartável /P27 e 28



VedWire
-Fio-guia não vascular/P13 e 14



VedTome
-Esfincterótomo descartável/P15 e 16



VedAccessories
-Escova de limpeza para endoscópio/ P29 e 30
-Bocal descartável/ P31
-Dispositivo de Insuflação/P32



VedBalloon
-Balão gastrointestinal e biliar Cateter /P17 e 18



VedDilator
-Balão de dilatação multiestágio/P19 e 20

Hemoclipe endoscópico descartável

☒ ESD

☒ Hemostasia

☒ EMR



1: 1 ROTAÇÃO 360°
FECHAMENTO MAIS PRECISO

Uso

- O instrumento foi projetado para ser usado com endoscópio para clipagem do tecido no trato gastrointestinal (GI).

Características

- Rotação 1:1.
- Posicionamento preciso.
- Design com trava de segurança.
- Clipes reposicionáveis.


Especificações

Modelo	Abertura do clipe (mm)	Comprimento (mm)	Canal endoscópico (mm)	Revestido	Indicação
VDK-CD-09-160-P	9	1600	≥ 2.8	sim	Gastro
VDK-CD-11-160-P	11	1600	≥ 2.8	sim	
VDK-CD-13-160-P	13	1600	≥ 2.8	sim	
VDK-CD-16-160-P	16	1600	≥ 2.8	sim	
VDK-CD-09-230-P	9	2300	≥ 2.8	sim	Colono
★ VDK-CD-11-230-P	11	2300	≥ 2.8	sim	
VDK-CD-13-230-P	13	2300	≥ 2.8	sim	
★ VDK-CD-16-230-P	16	2300	≥ 2.8	sim	

★ Especificações comuns

| Alça de Polipectomia descartável

✓ ESD ✓ Polipectomia ✓ EMR



**VEDSNARE,
SUA PRIMEIRA ESCOLHA**

Uso

- Este instrumento é usado em combinação com o endoscópio para cortar pólipos ou outros tecidos redundantes com corrente de alta frequência no trato digestivo.

Características

- Modelo rotativo opcional, rotação 1:1 garantida.
- O fio macio moderado evita escorregar.

Especificações

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Abertura da Alça	Formato	Rotação	Canal Endoscópico (mm)
VDK-SD-23-230-10-B1	2.3	2300	10	Crescente	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-15-B1	2.3	2300	15	Crescente	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-20-B1	2.3	2300	20	Crescente	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-25-B1	2.3	2300	25	Crescente	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-30-B1	2.3	2300	30	Crescente	-	≥ 2.8


Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Abertura da Alça	Formato	Rotação	Canal Endoscópico (mm)
VDK-SD-23-230-10-C1	2.3	2300	10	hexagonal	-	≥ 2.8
★ VDK-SD-23-230-15-C1	2.3	2300	15	hexagonal	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-20-C1	2.3	2300	20	hexagonal	-	≥ 2.8
★ VDK-SD-23-230-25-C1	2.3	2300	25	hexagonal	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-30-C1	2.3	2300	30	hexagonal	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-35-C1	2.3	2300	35	hexagonal	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-50-C1	2.3	2300	50	hexagonal	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-20-C1R	2.3	2300	20	hexagonal	Giratória	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-25-C1R	2.3	2300	25	hexagonal	Giratória	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-30-C1R	2.3	2300	30	hexagonal	Giratória	≥ 2.8

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Abertura da Alça	Formato	Rotação	Canal Endoscópico (mm)
★ VDK-SD-23-230-10-A1	2.3	2300	10	Oval	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-15-A1	2.3	2300	15	Oval	-	≥ 2.8
★ VDK-SD-23-230-20-A1	2.3	2300	20	Oval	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-25-A1	2.3	2300	25	Oval	-	≥ 2.8
★ VDK-SD-23-230-30-A1	2.3	2300	30	Oval	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-35-A1	2.3	2300	35	Oval	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-40-A1	2.3	2300	40	Oval	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-45-A1	2.3	2300	45	Oval	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-50-A1	2.3	2300	50	Oval	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-10-A1R	2.3	2300	10	Oval	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-15-A1R	2.3	2300	15	Oval	Giratória	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-20-A1R	2.3	2300	20	Oval	Giratória	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-30-A1R	2.3	2300	30	Oval	Giratória	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-25-A1R	2.3	2300	35	Oval	Giratória	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-35-A1R	2.3	2300	35	Oval	Giratória	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-50-A1R	2.3	2300	50	Oval	Giratória	≥ 2.8

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Abertura da Alça	Formato	Rotação	Canal Endoscópico (mm)
VDK-SD-23-230-10-C3	2.3	2300	10	rômbica	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-15-C3	2.3	2300	15	rômbica	-	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-10-C3R	2.3	2300	10	rômbica	Giratória	≥ 2.8
VDK-SD-23-230-15-C3R	2.3	2300	15	rômbica	Giratória	≥ 2.8

★ Especificações comuns

| Alça fria descartável



CORTE FÁCIL

Uso

- Este instrumento é usado em combinação com o endoscópio para ressecção de pólipos ou outros tecidos redundantes no trato digestivo.

Características

- Tipo rotativo opcional, rotação 1:1 garantida.
- Ressecção Fácil, excelente desempenho.


Especificações

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Abertura da Alça	Formato	Rotação	Canal Endoscópico (mm)
★ VDK-CS-23-230-10-C3	2.3	2300	10		-	≥2.8
★ VDK-CS-23-230-15-C3	2.3	2300	15			≥2.8
VDK-CS-23-230-10-C3R	2.3	2300	10		Giratória	≥2.8
VDK-CS-23-230-15-C3R	2.3	2300	15		Giratória	≥2.8

★ Especificações comuns

| Agulha de injeção

- ✓ ESD
- ✓ Hemostasia
- ✓ Polipectomia
- ✓ EMR



*PUNÇÃO FÁCIL,
INJEÇÃO RÁPIDA*

Uso

- Tratamento endoscópico para pólipos gastrointestinais ou tumores submucosos
- Tratamento endoscópico para pacientes com varizes gastrointestinais.

Características

- Design 3-cut, punção mais fácil.
- Cateter de material super liso (PTFE), injeção rápida.
- Maior seção de corte, fluxo mais rápido.

Especificações

AGULHAS PARA CANAIS DE ENDOSCÓPIO DE 2.0mm

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Agulha Diâmetro (gauge)	Agulha Comprimento (mm)	Canal Endoscópico (mm)
VDK-IN-18-120-2205-A	1.8	1200	22	5	≥ 2.0
VDK-IN-18-120-2304-A	1.8	1200	23	4	≥ 2.0
VDK-IN-18-120-2504-A	1.8	1200	25	4	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2204-A	1.8	1800	22	4	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2205-A	1.8	1800	22	5	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2206-A	1.8	1800	22	6	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2304-A	1.8	1800	23	4	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2305-A	1.8	1800	23	5	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2306-A	1.8	1800	23	6	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2504-A	1.8	1800	25	4	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2505-A	1.8	1800	25	5	≥ 2.0
VDK-IN-18-180-2506-A	1.8	1800	25	6	≥ 2.0


AGULHAS PARA CANAIS DE ENDOSCÓPIO DE 2.8mm

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Agulha Diâmetro (gauge)	Agulha Comprimento (mm)	Canal Endoscópico (mm)
VDK-IN-23-230-1904-A	2.3	2300	19	4	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-1905-A	2.3	2300	19	5	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-1906-A	2.3	2300	19	6	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2005-A	2.3	2300	20	5	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2104-A	2.3	2300	21	4	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2105-A	2.3	2300	21	5	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2106-A	2.3	2300	21	6	≥ 2.8
★ VDK-IN-23-230-2204-A	2.3	2300	22	4	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2205-A	2.3	2300	22	5	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2206-A	2.3	2300	22	6	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2304-A	2.3	2300	23	4	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2305-A	2.3	2300	23	5	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2306-A	2.3	2300	23	6	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2503-A	2.3	2300	25	3	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2504-A	2.3	2300	25	4	≥ 2.8
★ VDK-IN-23-230-2505-A	2.3	2300	25	5	≥ 2.8
VDK-IN-23-230-2506-A	2.3	2300	25	6	≥ 2.8

★ Especificações comuns

| Pinça de biópsia não elétrica descartável

✓ Biópsia ✓ Polipectomia



FORÇA DE MORDIDA,
AGARRE FACILMENTE O TECIDO DA
MUCOSA SEM RISCOS DE SANGRAMENTO

Uso

- É usado para amostragem de tecido do trato gastrointestinal ou do trato respiratório no uso combinado com endoscópio.

Características

- Design inovador de articulação de 4 barras, oferecendo uma excelente rigidez.
- Grande força oclusal.
- Mandíbulas lisas, diminuem efetivamente o atrito com o canal de trabalho.
- Amostragem adequada, pequenos danos aos tecidos.

Especificações

PINÇAS DE BIÓPSIA PARA CANAIS DE ENDOSCÓPIO DE 2.0mm

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Tipo de Mandíbula	Espícula	Revestido
VDK-FB-18-105-O-P-B1	1.8	1050	lisa	não	sim
VDK-FB-18-105-W-P-B1	1.8	1050	lisa	sim	sim
VDK-FB-18-105-O-P-A1	1.8	1050	serrilhada	não	sim
VDK-FB-18-180-O-P1-B1	1.8	1800	lisa	não	sim - escalonado
VDK-FB-18-260-O-P1-B1	1.8	2600	lisa	não	sim - escalonado

PINÇAS DE BIÓPSIA PARA CANAIS DE ENDOSCÓPIO DE 2.8mm

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Tipo de Mandíbula	Espícula	Revestido
VDK-FB-23-180-O-P1-B1	2.3	1800	lisa	não	sim - escalonado
VDK-FB-23-180-W-P1-B1	2.3	1800	lisa	sim	sim - escalonado
VDK-FB-23-230-O-P-B1	2.3	2300	lisa	não	sim
★VDK-FB-23-230-O-P1-B1	2.3	2300	lisa	não	sim - escalonado
VDK-FB-23-230-W-P1-B1	2.3	2300	lisa	sim	sim - escalonado
VDK-FB-23-180-O-P-A1	2.3	1800	serrilhada	não	sim
VDK-FB-23-180-O-P1-A1	2.3	1800	serrilhada	não	sim - escalonado
VDK-FB-23-180-W-P1-A1	2.3	1800	serrilhada	sim	sim - escalonado
VDK-FB-23-230-O-P-A1	2.3	2300	serrilhada	não	sim
★VDK-FB-23-230-O-P1-A1	2.3	2300	serrilhada	não	sim - escalonado
VDK-FB-23-230-W-P1-A1	2.3	2300	serrilhada	sim	sim - escalonado


PINÇAS DE BIÓPSIA PARA CANAIS DE ENDOSCÓPIO DE 3.0mm

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Tipo de Mandíbula	Espícula	Revestido
VDK-FB-30-230-O-P1-B1	3.0	2300	lisa	não	sim - escalonado
VDK-FB-30-230-W-P1-B1	3.0	2300	lisa	sim	sim - escalonado
VDK-FB-30-230-O-P1-A1	3.0	2300	serrilhada	não	sim - escalonado
VDK-FB-30-260-O-P1-A1	3.0	2600	serrilhada	não	sim - escalonado

★ Especificações comuns

| Pinça de biópsia não elétrica descartável 1.0

☑ Biopsia



Φ1.0MM

Uso

- Amostragem de tecido do trato gastrointestinal ou do trato respiratório no uso combinado de endoscópio.

Características

- Inserção suave no canal de trabalho.
- Bainha metálica resistente a torções.
- Porção máxima de inserção de 1,0 mm de diâmetro.


Porção máxima de inserção de 1,0 mm de diâmetro.

Especificações

Modelo	Diâmetro do Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Tipo de Mandíbula	Revestido
VDK-MFB-80-P-B1	1.0	800	lisa	sim
VDK-MFB-80-P-A1	1.0	800	serrilhada	sim
VDK-MFB-120-P-B1	1.0	1200	lisa	sim
VDK-MFB-120-P-A1	1.0	1200	serrilhada	sim
VDK-MFB-180-P-B1	1.0	1800	lisa	sim
VDK-MFB-180-P-A1	1.0	1800	serrilhada	sim
VDK-MFB-230-P-B1	1.0	2300	lisa	sim
VDK-MFB-230-P-A1	1.0	2300	serrilhada	sim
VDK-MFB-260-P-B1	1.0	2600	lisa	sim
VDK-MFB-260-P-A1	1.0	2600	serrilhada	sim
VDK-MFB-290-P-B1	1.0	2900	lisa	sim
VDK-MFB-290-P-A1	1.0	2900	serrilhada	sim

| Fio-guia não vascular

☑ CPRE



**ÓTIMA PERFORMANCE DE PASSAGEM,
EXCELENTE VISIBILIDADE, SEM RISCO DE
QUEDA DE PONTA.**

Uso

- Cateter-guia e dispositivo de inserção em terapia não vascular.

Características

- Fio interno do núcleo em Niti anti-torção, excelente força.
- Revestimento zebrado de PTFE super liso, mais fácil de passar pelo canal de trabalho, sem qualquer estimulação para o tecido.
- Revestimento amarelo e preto, mais fácil de rastrear o fio guia sob raio-X.
- Design inovador triplo antiqueda na ponta hidrofílica, sem risco de queda.
- Design de ponta reta e angular, proporcionando mais opções de controle.


Especificações

Modelo	Ø (pol)	Comprimento de Trabalho (mm)	Ponta
★ VDK-ZGW-63-450-A	0.63 (0.025")	4500	A: Reta, 5 cm
VDK-ZGW-63-450-J	0.63 (0.025")	4500	J: Angulada, 5 cm
VDK-ZGW-88-450-A	0.88 (0.035")	4500	A: Reta, 5 cm
VDK-ZGW-88-450-J	0.88 (0.035")	4500	J: Angulada, 5 cm

★ Especificações comuns

| Esfincterótomo descartável

☑ CPRE



Uso

- O instrumento é usado para canulação endoscópica do sistema biliar e para esfincterotomia.

Características

- Design ergonômico / Lúmens separados para fio-guia e injeção de meio de contraste.
- Triplo lúmen / Permite a injeção de contraste sem remover os fios-guia.
- Tipo agulha disponível / Para papilotomia pré-corte ou fistulotomia do músculo do esfíncter.

Especificações

Esfincterótomo, 3-Lúmens, Ponta Cônica

Modelo	Ponta (mm)	Fio de Corte (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Formato
★ VDK-KE-0320200-A	3	20	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
★ VDK-KE-0325200-A	3	25	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-0330200-A	3	30	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-0335200-A	3	35	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-0720200-A	7	20	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-0725200-A	7	25	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-0730200-A	7	30	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-0735200-A	7	35	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-1520200-A	15	20	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-1525200-A	15	25	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-1530200-A	15	30	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-1535200-A	15	35	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-3020200-A	30	20	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-3025200-A	30	25	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-3030200-A	30	30	2000	≥ 2.8	Tipo de arco
VDK-KE-3035200-A	30	35	2000	≥ 2.8	Tipo de arco


Esfincterótomo, 3-Lúmens, Pré-Corte

Modelo	Ponta (mm)	Fio de Corte (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Formato
VDK-KE-0002200-B	5	2	2000	≥ 2.8	Tipo de agulha

★ Especificações comuns

Cateter Balão Gastrointestinal e Biliar

☑ Dilatação ☑ CPRE



Uso

- Usado para tratamento de dilatação ou tratamento auxiliar de dilatação do trato digestivo.

Características

- Materiais resistentes à alta pressão garantem uma dilatação segura.
- Balão cilíndrico resistente a deformação e, após a dilatação, excelente observação.
- Grande variedade de tamanhos que atendem a diferentes demandas clínicas.

Especificações

Balões de Dilatação para CPRE

Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Pressão (atm)	Canal Endoscópico (mm)	Fio-Guia Compatível
VDK-BD-06-40-200	6	40	2000	8	≥ 2.8	0.035"
VDK-BD-08-40-200	8	40	2000	8	≥ 2.8	0.035"
VDK-BD-10-40-200	10	40	2000	8	≥ 2.8	0.035"
VDK-BD-12-40-200	12	40	2000	5	≥ 2.8	0.035"
VDK-BD-14-40-200	14	40	2000	5	≥ 2.8	0.035"
VDK-BD-16-40-200	16	40	2000	5	≥ 2.8	0.035"

Balão de dilatação para PTCS (coledocofibrosopia transhepática percutânea)

Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Pressão (atm)	Canal Endoscópico (mm)	Fio-Guia Compatível
VDK-BD-06-40-90	6	40	900	8	≥ 2.0	0.035"
VDK-BD-08-40-90	8	40	900	8	≥ 2.0	0.035"
VDK-BD-10-40-90	10	40	900	8	≥ 2.8	0.035"

Balões de Dilatação para Cardia


Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Pressão (atm)	Canal Endoscópico (mm)	Fio-Guia Compatível
VDK-BD-25-80-90	25	80	900	2	N/A	N/A
VDK-BD-30-80-90	30	80	900	2	N/A	N/A
VDK-BD-35-80-90	35	80	900	2	N/A	0.035"
VDK-BD-40-80-90	40	80	900	2	N/A	0.035"

Balão de dilatação para esôfago, piloro e trato intestinal

Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Pressão (atm)	Canal Endoscópico (mm)	Fio-Guia Compatível
VDK-BD-10-40-180	10	40	1800	5.0	≥ 2.0	0.035"
VDK-BD-12-60-180	12	60	1800	5.0	≥ 2.0	0.035"
VDK-BD-14-60-180	14	60	1800	5.0	≥ 2.0	0.035"
VDK-BD-16-80-180	16	80	1800	5.0	≥ 2.0	0.035"
VDK-BD-18-60-180	18	60	1800	4.0	≥ 2.0	0.035"
VDK-BD-18-80-180	18	80	1800	4.0	≥ 3.2	N/A
VDK-BD-20-60-180	20	60	1800	4.0	≥ 3.2	N/A

| Balão de Dilatação Multiestágio

☑ Dilatação ☑ CPRE



3-ESTÁGIOS

Uso

- Usado para tratamento de dilatação ou tratamento auxiliar de dilatação do trato digestivo.

Características

- Marcadores radiopacos - 2 marcadores nas extremidades opostas.
- Um único balão alcança três diâmetros de insuflação, para atender a várias demandas clínicas.
- Passagem Otimizada – Nova tecnologia de dobramento de balão em um perfil mais baixo, levando a facilidade de passagem pelo endoscópio.

Especificações

Balões de Dilatação, Multiestágio, Guiado por Fio-Guia, Esofágico e Pilórico

Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Fio-Guia Compatível
VDK-TBD-6/7/8-60-180	06 07 08	60	1800	≥ 2.8	3 7 10
VDK-TBD-8/9/10-60-180	08 09 10	60	1800	≥ 2.8	3 5.5 9
VDK-TBD-10/11/12-60-180	10 11 12	60	1800	≥ 2.8	3 5.5 8
★ VDK-TBD-12/13.5/15-60-180	12 13.5 15	60	1800	≥ 2.8	3 5.5 7
VDK-TBD-15/16.5/18-60-180	15 16.5 18	60	1800	≥ 2.8	3 5.5 7
VDK-TBD-18/19/20-60-180	18 19 20	60	1800	≥ 3.2	3 4.5 6
VDK-TBD-15/16.5/18-80-180	15 16.5 18	80	1800	≥ 2.8	3 5.5 7
VDK-TBD-18/19/20-80-180	18 19 20	80	1800	≥ 3.2	3 4.5 6

Balões de Dilatação, Multiestágio, Guiado por Fio-Guia, Biliar

Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Fio-Guia Compatível
VDK-TBD-4/5/6-40-180	04 05 06	40	1800	≥ 2.0	3 6 10
★ VDK-TBD-6/7/8-40-180	06 07 08	40	1800	≥ 2.8	3 7 10
VDK-TBD-8/9/10-40-180	08 09 10	40	1800	≥ 2.8	3 5.5 9
VDK-TBD-10/11/12-40-180	10 11 12	40	1800	≥ 2.8	3 5.5 8
★ VDK-TBD-12/13.5/15-40-180	12 13.5 15	40	1800	≥ 2.8	3 5.5 7
VDK-TBD-4/5/6-40-200	04 05 06	40	2000	≥ 2.0	3 6 10
VDK-TBD-6/7/8-40-200	06 07 08	40	2000	≥ 2.8	3 7 10
VDK-TBD-8/9/10-40-200	08 09 10	40	2000	≥ 2.8	3 5.5 9
VDK-TBD-10/11/12-40-200	10 11 12	40	2000	≥ 2.8	3 5.5 8
VDK-TBD-12/13.5/15-40-200	12 13.5 15	40	2000	≥ 2.8	3 5.5 7


Balões de Dilatação, Multiestágio, Guiado por Fio-Guia, Cólon

Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Fio-Guia Compatível
VDK-TBD-6/7/8-60-200	06 07 08	60	2000	≥ 2.8	3 7 10
VDK-TBD-8/9/10-60-200	08 09 10	60	2000	≥ 2.8	3 5.5 9
★ VDK-TBD-10/11/12-60-200	10 11 12	60	2000	≥ 2.8	3 5.5 8
★ VDK-TBD-12/13.5/15-60-200	12 13.5 15	60	2000	≥ 2.8	3 5.5 7
VDK-TBD-15/16.5/18-60-230	15 16.5 18	60	2000	≥ 2.8	3 5.5 7
VDK-TBD-18/19/20-60-230	18 19 20	60	2000	≥ 3.2	3 4.5 6

★ Especificações comuns

| Balão de extração de cálculos

☑ CPRE



ORIENTAÇÃO PRECISA, ALTA RESISTÊNCIA À EXPLOÇÃO, GRADE COMPLETA, INJEÇÃO RÁPIDA

Uso

- O instrumento destina-se a ser usado para remoção de cálculos no ducto biliar, incluindo cálculos lamacentos, cálculos residuais deixados no ducto biliar após litotripsia mecânica.

Características

- O design de três lúmens (lúmens para fio-guia, injeção e inflação) torna a inserção e a radiografia mais fáceis e convenientes.
- O design exclusivo do cateter cônico melhora a inserção na papila.
- Balão com alta resistência à explosão.
- Marcadores radiopacos nas extremidades do balão, melhor observação sob raios-X.
- Canal de injeção de contraste expandido, injeção mais suave.

Especificações

Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Diâmetro do Cateter Fr (mm)	Canal Endoscópico (mm)
VDK-BAL-23-8.5/11.5/15-B	8.5 11.5 15	2000	7.5 - 2.5	≥ 3.2
★ VDK-BAL-23-9/12/15-B	09 12 15	2000	7.5 - 2.5	≥ 3.2
VDK-BAL-23-10/13/16-B	10 13 16	2000	7.5 - 2.5	≥ 3.2
VDK-BAL-23-11/13/15-B	11 13 15	2000	7.5 - 2.5	≥ 3.2
VDK-BAL-23-12/15/18-B	12 15 18	2000	7.5 - 2.5	≥ 3.2
VDK-BAL-23-15/18/20-B	15 18 20	2000	7.5 - 2.5	≥ 3.2

★ Especificações comuns

| Basket de extração de cálculos

- ☑ CPRE
- ☑ Recuperação de corpo estranho



**CAPTURA FÁCIL, LIBERAÇÃO FÁCIL,
LITOTRIPSIA OPCIONAL**

Uso

- É usado para remoção de cálculos biliares no ducto biliar ou corpos estranhos no trato digestivo superior e inferior.

Características

- Design da alça, com funções de empurrar, puxar e rotação, mais fácil de agarrar cálculos biliares e corpos estranhos.
- Canal de injeção convenientemente alocado na alça.
- Ótima retenção de forma mesmo após a difícil remoção de cálculos.



Forma de diamante


Especificações

Modelo	Ø Balão (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Largura Cesta (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Formato
VDK-BAS-23-200-20-S4-A	2.3	2000	20	≥ 2.8	Diamante
★ VDK-BAS-23-200-25-S4-A	2.3	2000	25	≥ 2.8	Diamante
VDK-BAS-23-200-30-S4-A	2.3	2000	30	≥ 2.8	Diamante
VDK-BAS-23-200-35-S4-A	2.3	2000	35	≥ 2.8	Diamante

★ Especificações comuns

| Pinça de prensão descartável

- ✓ Recuperação de corpo estranho



Uso

- Combine com o endoscópio para remover corpo estranho no trato gastrointestinal.

Características



- Dente de jacaré: Agarrar corpo estranho plano (exemplo: moeda)



- Dente de rato: Agarrar corpos estranhos em forma complexa (exemplo: stents)



- Pelicano: Agarrar corpo estranho especial em tamanho grande (exemplo: borracha, tecido)


Especificações

Modelo	Ø Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Formato
VDK-FG-23-180-A1	2.3	1800	≥ 2.8	A1: Dente de Jacaré
VDK-FG-23-230-A1	2.3	2300	≥ 2.8	A1: Dente de Jacaré
VDK-FG-23-180-A2	2.3	1800	≥ 2.8	A2: Dente de Rato
VDK-FG-23-230-A2	2.3	2300	≥ 2.8	A2: Dente de Rato
VDK-FG-23-180-A3	2.3	1800	≥ 2.8	A3: Combinada Dente de Rato e Jacaré
★ VDK-FG-23-230-A3	2.3	2300	≥ 2.8	A3: Combinada Dente de Rato e Jacaré
VDK-FG-18-70-A4	1.8	700	≥ 2.0	A4: Dente de Pelicano
VDK-FG-18-180-A4	1.8	1800	≥ 2.0	A4: Dente de Pelicano
VDK-FG-23-230-A4	2.3	2300	≥ 2.8	A4: Dente de Pelicano

★ Especificações comuns

Rede Coletora de Pólipos e Corpo Estranho

✓ ESD ✓ Polypectomia ✓ Recuperação de corpo estranho



Uso

- Combine com o endoscópio para remover materiais estranhos no trato gastrointestinal.

Características


- Cateter com opções de Ø 1.8 e 2.5mm.
- Rede com 7 diferentes dimensões.
- Opções entre 1.200 e 2300mm de comprimento.

Especificações

Modelo	Ø Cateter (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Laço(mm)	Rotação
VDK-FG-18-120-C1	1.8	1200	2.0	20x50	-
VDK-FG-18-120-C2	1.8	1200	2.0	25x55	-
VDK-FG-18-120-C3	1.8	1200	2.0	30x60	-
VDK-FG-18-160-C1	1.8	1600	2.0	20x50	-
VDK-FG-18-160-C2	1.8	1600	2.0	25x55	-
VDK-FG-18-160-C3	1.8	1600	2.0	30x60	-
VDK-FG-25-230-C1	2.5	2300	2.8	20x50	-
VDK-FG-25-230-C1R	2.5	2300	2.8	20x50	Giratória
VDK-FG-25-230-C2	2.5	2300	2.8	25x55	-
VDK-FG-25-230-C2R	2.5	2300	2.8	25x55	Giratória
★ VDK-FG-25-230-C3	2.5	2300	2.8	30x60	-
VDK-FG-25-230-C3R	2.5	2300	2.8	30x60	Giratória
VDK-FG-25-230-C4	2.5	2300	2.8	40x75	-
VDK-FG-25-230-C4R	2.5	2300	2.8	40x75	Giratória
VDK-FG-25-230-C5	2.5	2300	2.8	40x65	-
VDK-FG-25-230-C5R	2.5	2300	2.8	40x65	Giratória

★ Especificações comuns

| Escova de limpeza para endoscópio



Uso

- Este produto é usado para limpar o canal do endoscópio, incluindo o canal de biópsia e o canal de ar e água.

Especificações

Modelo	Ø da Escova (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Canal Endoscópico (mm)	Nº de Cabeças
VDK-CB-02-120-C1	2	1200	2.0	simples
VDK-CB-02-230-C	2	2300	2.0	duplo
VDK-CB-03-120-C	3	1200	2.0	duplo
VDK-CB-03-160-C	3	1600	2.0	duplo
VDK-CB-03-160-C1	3	1600	2.0	simples
VDK-CB-03-180-C	3	1800	2.0	duplo
VDK-CB-03-230-C	3	2300	2.0	duplo
VDK-CB-06-180-C	6	1800	2.8/3.2	duplo
★ VDK-CB-06-230-C	6	2300	2.8/3.2	duplo
★ VDK-CB-06-230-C/VDK-CB-E	6 11/5	2300 160	2.8/3.2	duplo / duplo
VDK-CB-06-230-C1	6	2300	2.8/3.2	simples
VDK-CB-E	11/05	160	Abertura dos Canais	duplo

★ Especificações comuns

| Bocal para endoscopia descartável



Uso

- É usado para proteger a cavidade oral e o gastroscópio no processo de operação do gastroscópio.

Especificações

Modelo	Tipo	Possui Alças
VDK-KD-A1	Adulto	N/A
VDK-KD-BJ	Adulto	SIM
VDK-KD-CJ	Pediátrico	SIM

| Dispositivo para insuflação de balões

☒ Dilatação



Características

- Boa impermeabilidade; feito de material de alta resistência e segurança.
- Volume máximo de 60ml, capaz de inflar o cateter balão de dilatação com apenas uma ação, evitando a inflação repetida.
- A exibição de pressão é clara, fácil e conveniente de observar.

Uso

- Usado para inflar e desinflar os cateteres de balão.

Especificações

Modelo	Volume Nominal (ml)	Pressão ATM
VDK-IF-12	60	12
VDK-IF-30	60	30