

Seringa Hipodérmica

- Seringa SR Hipodérmica é indicada para aspirar, aplicar, injetar, irrigar e extrair fluídos
- Bico projetado para garantir conexões precisas e sem vazamentos
- Desenvolvida com trava para controle de deslizamento, lubrificação interna que assegura deslize suave e precisão na manipulação de medicamentos
- Escala de alta nitidez e precisão
- Cânula lubrificada que desliza e penetra perfeitamente
- Canhão colorido em conformidade com padrão internacional de cores que permite rápida identificação do calibre e conexão precisa à seringa
- Fabricada em ambiente 100% controlado e que seguem as normas de BPF – Boas Práticas de Fabricação
- Aprovada pelo INMETRO

ITEM 1 – CARACTERÍSTICAS – Modelos disponíveis:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

SERINGA HIPODÉRMICA 1ml - LUER LOCK / SLIP

SERINGA HIPODÉRMICA 3mL - LUER LOCK / SLIP

SERINGA HIPODÉRMICA 5mL - LUER LOCK / SLIP

SERINGA HIPODÉRMICA 10mL - LUER LOCK / SLIP

SERINGA HIPODÉRMICA 20mL - LUER LOCK / SLIP

SERINGA HIPODÉRMICA 60mL - LUER LOCK / SLIP

Tipo de bico:

Luer Lock – bico com rosca

Luer Slip – bico liso

Nota 1: As seringas de 1ml; 3mL; 5mL; 10mL e 20mL estão disponíveis com agulhas em diferentes calibres de 30G até 16G.

Nota 2: A seringa de 60mL está disponível somente sem agulha.

ITEM 2 – EMBALAGEM

Produto embalado individualmente em embalagem tipo blister, contendo papel grau cirúrgico e código de barras.

ITEM 3 – INFORMAÇÕES DO PRODUTO

A Saldanha Rodrigues LTDA, é um fabricante e fornecedor de seringas descartáveis, a marca SR® de seringa, inclui uma ampla variedade de capacidades, tipos de fechamento e variações de 2 ou 3 partes, é distribuída nacionalmente e reconhecida por sua qualidade confiável e valor excepcional. Com distribuição em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, nossos produtos estão posicionados de forma única como a marca de escolha dos profissionais médicos.

A seringa descartável também conhecida como seringa médica ou apenas seringa hipodérmica, é fabricada e utilizada para vacinas, injeções de medicamentos e retirada de sangue.

A seringa SR® é feita de materiais de alta qualidade, incluindo PVC grau médico para o cilindro e o êmbolo, uma ponta de êmbolo/pistão de borracha perfeitamente ajustada para uma vedação confiável e uma agulha de precisão. Fabricamos uma linha completa com diversas opções para cada tipo de aplicação.

O corpo transparente da nossa seringa descartável permite uma medição fácil e precisa e uma detecção rápida de bolhas de ar. Nossa seringa está disponível como Luer slip ou Luer lock.

As linhas de produtos SR® são aprovadas pelo INMETRO.

SÉRIE DE PRODUTOS

LUER LOCK – Um sistema sem vazamento conecta a agulha à seringa. Este sistema permite que a agulha fique bem presa à seringa e garante que a seringa possa ser transportada de forma ecologicamente correta, sem a necessidade de remover a agulha.

Evita a remoção acidental das agulhas durante a injeção de fluidos; garante que nenhum líquido pode vaziar.

LUER SLIP – Como o Luer lock, o Luer slip também é livre de vazamentos. Em vez de apertar a agulha na seringa, a agulha simplesmente encaixada no bico da seringa. Isso o torna mais adequado para a administração de soluções mais finas.

Usado para injeções intramuscular e subcutâneas; mais rápido para encaixar.

ITEM 4 – VANTAGENS DAS SERINGAS HIPODÉRMICAS

- Os principais benefícios das seringas descartáveis incluem ser o tipo de seringa mais econômico, não tóxico e descartado com segurança, facilidade de manuseio com o mínimo de instrução, treinamento ou explicação antes do uso (embora a seringa deva ser usada apenas por profissionais médicos) e durável construção.
- **Descontaminação:** A seringa médica descartável garante um instrumento livre de contaminação antes de cada injeção. Quando uma seringa descartável chega ao centro de saúde esterilizada, o processo de esterilização não é necessário, economizando tempo e dinheiro para médicos e profissionais de saúde.
- **Rastreabilidade:** Depois que uma seringa é usada, desinfetada e armazenada, sua limpeza ainda não é garantida. As seringas descartáveis e de uso único oferecem a capacidade de contabilizar todas as peças de estoque e rastreabilidade total também. O número de lote da seringa permite que ela seja rastreada até a fábrica médica para evitar inconsistências e problemas.
- **Logística de suprimentos:** seringas perdidas, quebradas ou roubadas representam uma perda significativa de dinheiro para um centro de saúde. As seringas de uso único não apenas ajudam no rastreamento de suprimentos, mas também garantem que os hospitais não tenham uma única ferramenta em abundância, o que economiza capital.
- **Gestão de riscos:** Evitar a propagação de doenças é uma das maiores prioridades em um centro de saúde. Seringas contaminadas espalham infecções, criam problemas de saúde e podem complicar a recuperação cirúrgica. Quando uma seringa é usada apenas uma vez, não há risco de contaminação cruzada entre os pacientes.
- **Desperdício:** Muitos discutem sobre o desperdício que a seringa de uso único cria. No entanto, na realidade, a energia, a água, o detergente, o vapor e a eletricidade usados para descontaminar as seringas reutilizáveis são mais prejudiciais ao meio ambiente do que as seringas descartáveis.

ITEM 5 – INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Verificar a integridade e a validade do produto antes do uso;
- 2- Destacar a unidade do produto da cartela;
- 3- Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para evitar o risco de contaminação;
- 4- Retirar a seringa da embalagem segurando pela base do êmbolo;
- 5- Seringa bico SLIP: Conectar a agulha e realizar o movimento de rotação 180° (½ volta), até que a agulha encontre resistência, sempre segurando pela capa;
- 6- Seringa bico LOCK: Conectar a agulha e rosquear até que a mesma encontre resistência, sempre segurando pela capa. Não forçar após a resistência para não danificar a rosca da seringa;
- 7- Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
- 8- Após o uso descartar em local adequado para perfurocortantes.

O principal uso de uma seringa hipodérmica é para a extração de sangue, pois é parte essencial do diagnóstico de uma doença. Essas seringas são usadas para evitar o risco de infecção de um paciente para outro. Uma seringa que não é esterilizada corretamente é uma fonte potencial de doenças, por isso nunca reutilize uma seringa.

A reutilização e a esterilização inadequada de seringas apresentam alto risco de transmissão de patógenos transmitidos pelo sangue. Por esse motivo, os profissionais de saúde devem sempre usar seringa descartável. As seringas descartáveis reduzem o desperdício e melhoram a segurança da injeção.

Às vezes, seringas descartáveis também são usadas para colher amostras de sangue. Eles permitem maior precisão em comparação com os sistemas de tubo a vácuo: a seringa descartável junto com agulhas borboleta geralmente é preferida ao coletar sangue de crianças, adultos com vasos sanguíneos finos, pacientes com problemas de espasticidade muscular ou tremores nervosos ou pacientes que precisam coletar amostras de sangue de um vaso muito próximo da pele.

ITEM 6 – PRECAUÇÕES

- a) ler estas instruções antes de utilizar o produto;
- b) todos os procedimentos devem ser realizados sob condições estéreis e tomando precaução contra contato com sangue e fluidos corporais do paciente;
- c) inspecionar o produto cuidadosamente antes do uso, e não utilizar o produto se qualquer anormalidade for detectada;
- d) não usar o produto para outro propósito, que não seja para o indicado;
- e) interromper o uso do produto se perceber qualquer anormalidade;

NÃO reutilize seringas que já tenham sido usadas anteriormente, incluindo seringas de mistura. As seringas descartáveis usadas não podem ser esterilizadas e eventualmente mudam de forma em altas temperaturas, o que é crucial para a esterilização. Os profissionais de saúde que tentam descontaminar, limpar e esterilizar equipamentos descartáveis correm o risco de ferimentos acidentais com agulhas. A reutilização de seringas e agulhas

também pode transmitir infecções entre pacientes ou de paciente para médico/enfermeiro;

Prepare as injeções em uma área limpa e designada, livre de contaminação por sangue e fluidos corporais.

Siga as recomendações específicas do produto para armazenamento, manuseio e uso de vacinas.

Não remova a agulha usada da seringa com as mãos.

NUNCA deixe a agulha no topo do frasco da vacina para retirada de doses múltiplas, pois ela fornece uma via direta para os microorganismos entrarem no frasco e contaminarem a vacina. A agulha utilizada para retirar a vacina do frasco também deve ser utilizada para administrar a dose;

SEMPRE use uma nova agulha e uma nova seringa toda vez que uma injeção for administrada. A prática de carregar múltiplas doses em uma seringa e depois injetar em diferentes pacientes é perigosa e nunca justificável;

ITEM 7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEMPRE use uma agulha estéril e uma seringa estéril para misturar cada frasco de vacina liofilizada. Em seguida, jogue fora a seringa e a agulha de mistura na caixa de descarte de agulhas;

Descarte uma agulha que tenha tocado qualquer superfície não estéril.

SEMPRE use uma nova agulha e uma nova seringa cada vez que a vacina for retirada de um frasco multidose. Reutilizar a mesma seringa para administrar injeções em vários pacientes, mesmo que a agulha seja trocada, é uma prática perigosa. Ele permite que os patógenos contaminem o frasco multidose e, em seguida, sejam transmitidos de paciente para paciente, tanto pela vacina contaminada quanto pela seringa.

