

Sondas e Cateteres



Nasogástrica Longa

digestivo. As Sondas curtas são àquelas que são introduzidas até o estômago, As longas são àquelas que são introduzidas até o trato intestinal. As sondas são conectadas a um equipo de nutrição, que por sua vez é conectado ao frasco de alimentação ou a uma seringa.

Nasogástrica Curta

Comprimento: 40cm

Tamanhos (calibres do tubo):

2 orifícios paralelos – Nº 04, 06 e 08

4 orifícios paralelos – Nº 10 ao 22

Nasogástrica Longa

Comprimento: 1m

Tamanhos (calibres do tubo):

2 orifícios paralelos – Nº 04, 06 e 08

4 orifícios paralelos – Nº 10 ao 24

Registro ANVISA nº: 8.02860.0.0034



Sonda Nasogástrica Levine

A sonda Gástrica Levine é um artigo médico estéril, siliconizado e de uso único. Utilizada para remover líquidos e gases do trato gastrointestinal superior. Para obter uma amostra do conteúdo gástrico a fim de realizar estudos laboratoriais ou ainda para administrar medicações ou alimentação (lavagem) diretamente no trato gastrointestinal.

Comprimento: 1,20m

Tamanhos (calibres do tubo):

2 orifícios paralelos – Nº 04, 06 e 08

4 orifícios paralelos – Nº 10 ao 32

Registro ANVISA nº: 8.02860.0.0033