

Eletrólitos simples.

Ringer com Lactato

Princípio Ativo
Cloreto de sódio; Cloreto de potássio; Cloreto de cálcio di-
hidratado; Lactato de sódio.

Concentração
6 mg/mL; 0,3 mg/mL; 0,2 mg/mL; 3,2 mg/mL.

Tipo de produto:

Bolsa Soluflex® – trilaminada transparente

Apresentação:

- **250 mL:** em caixa com 50 unidades
- **500 mL:** em caixa com 30 unidades
- **1.000 mL:** em caixa com 15 unidades

Registro MS:

- **250 mL:** 1.0311.0089.030-5

Indicação:

Reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico, quando há perda de líquidos e de íons cloreto, sódio, potássio e cálcio. Profilaxia e tratamento da acidose metabólica.

Prazo de Validade:

24 meses

Informações Legais e Advertências:

- Uso restrito a estabelecimentos de saúde.
- Informações destinadas ao uso exclusivo do profissional de saúde.
- Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
- Para maiores informações, consulte a bula.

Fundada em 1959, com sede em Goiânia (GO), unidades no Ceará e um centro de distribuição em São Paulo, atendendo clientes em todo o território nacional.



Matriz – Goiânia (GO)

Telefone: +55 (62) 3265-6500BR 153, Km 3,
Conjunto Palmares, Goiânia, Goiás - CEP:
74775-027

61774-120.

Centro de Distribuição SP

Rua Botocudos, 96 – Vila Anastácio, São Paulo
– SP – CEP: 05093-030

Medicone

Telefone +55 (51) 3470-0800, Av. das
Indústrias, 1585 – Distrito Industrial -
Cachoeirinha – RS – CEP: 94930-230

© HALEXISTAR. Todos direitos reservados.