



Seringa Hipodérmica Luer Slip Sem Agulha

DESCARPACK

A Seringa Hipodérmica Luer Slip Sem Agulha da Descarpac é uma seringa descartável, utilizada para a administração de medicamentos ou outras substâncias por via parenteral, sendo usada também para coleta de sangue.



DESCARPACK
Efficiency in Disposables

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA
Nº REGISTRO ANVISA:
80127480401



CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO
Atóxica e apirrogênica.



CORPO CILÍNDRICO TRANSPARENTE
Permite a visualização do conteúdo da seringa.



ESCALA DE GRADUAÇÃO ALTAMENTE PRECISA
Com numeração legível e difícil de apagar.



LUBRIFICADA INTERNAMENTE
Oferecendo deslize suave do êmbolo.



TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO
Impede o desprendimento da haste e do cilindro, evitando vazamentos.



CONEXÃO LUER SLIP
Fácil encaixe, seguro e eficiente.



APROVADA PELO INMETRO



ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO
Produto estéril, descartável e de uso único.

INDICAÇÃO DE USO



A Seringa Hipodérmica Luer Slip da Descarpac é indicada para uso por profissionais da saúde em hospitais, farmácias, clínicas ou consultórios médicos.



EMBALAGEM: Cartucho com 100 unidades



VOLUME: 1ml



REF.: 0320901



Produto aprovado
pelo INMETRO

ESTÉRIL
ÓXIDO DE ETILENO



USO ÚNICO
DESCARTAR APÓS O USO

ATENÇÃO: Ler instruções de uso antes da utilização.
Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA.

Av. Getúlio Vargas, 603 - Jardim Califórnia - CEP 13505-265 - Rio Claro/SP - Brasil
CNPJ: 01.057.428/0001-33 - Indústria Brasileira - www.descarpac.com.br

/descarpac