

Produto: **SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CAIXA COM 300**

Fabricante: **INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA**

Distribuído por: **INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**

Marca: **INJEX**

CNPJ do Fabricante: **59.309.302/0001-99**

Cliente: **NÃO APLICÁVEL**

Código Cliente: **NÃO APLICÁVEL**

Código do Produto (ERP): **51.001.00002**

Cadastro da Anvisa: **10160610007**

Data de validade do Cadastro Anvisa: **VIGENTE**

Classe: **I**

Código de Barra (caixa de transporte): **7897889123431**

Classificação Fiscal: **NCM - 9018.31.19**

Tipo de Embalagem: **UNITÁRIA - BLISTER (PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME TERMOPLÁSTICO)**

Embalagem Comercial: **CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 300 UNIDADES**

Dimensões da caixa de Embarque (mm): **490 X 265 X 285 (C x L x A)**

Comprimento: **490 (+ 5 mm)** Largura: **265 (+ 5 mm)** Altura: **285 (+ 5 mm)**

Produto composto por:

1	CILINDRO	3	ÊMBOLO
2	HASTE	-	-

Dimensional (mm)

Itens Analisados		Mínimo	Máximo	Método
Comprimento total da escala para marca de capacidade nominal		≥ 52	-	NBR ISO 7886 NBR ISO 80369-7
Comprimento (Haste) - Quando a linha de referência do êmbolo coincide com a linha de graduação zero, o comprimento mínimo da haste a partir da superfície dos flanges do cilindro mais próximas do botão de pressão.		≥ 8	-	
Comprimento (Bico)		7,50	10,50	
Diâmetro Interno (Bico)		1,20	-	
Referências:	NBR ISO 7886 e NBR ISO 80369-7.			

Validade do Produto

05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

Modelo de Graduação



Volume: 20 ML, GRADUADA DE 5 EM 5 ML COM SUBDIVISÃO DE 1 EM 1 ML.

Descrição do Produto

A SERINGA HIPODÉRMICA DE 20 ML INJEX É UM DISPOSITIVO MÉDICO GRADUADO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO E CONFECCIONADO EM POLÍMEROS PLÁSTICOS DE ALTA QUALIDADE. É COMPOSTA POR CILINDRO TRANSPARENTE COM BICO LUER SLIP EXCÊNTRICO (LATERAL) DE CONEXÃO 6% E POR PISTÃO FORMADO POR HASTE E ÊMBOLO DE BORRACHA LIVRE DE LÁTEX. ESSE ÊMBOLO POSSUI BORDAS BEM DEFINIDAS QUE FUNCIONAM COMO ANEL DE VEDAÇÃO, GARANTINDO ESTANQUEIDADE E EVITANDO DESLOCAMENTOS OU VAZAMENTOS DURANTE A ASPIRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

A SERINGA APRESENTA VOLUME NOMINAL ENTRE 19,20 ML E 20,80 ML, COM ESPAÇO MORTO RESIDUAL MÁXIMO DE 0,15 ML, ASSEGURANDO ELEVADA PRECISÃO NA DOSAGEM. PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE A APLICAÇÃO, CONTA COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEDE A SAÍDA LIVRE DO PISTÃO, ALÉM DE SISTEMA DE QUEBRA DA HASTE (BREAK-OFF), QUE INUTILIZA A SERINGA APÓS O USO E PREVINE REUTILIZAÇÕES INDEVIDAS.

CADA SERINGA INJEX É EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO SELADO, COMPOSTO POR PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, QUE PRESERVA A ESTERILIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. O INVÓLUCRO POSSUI ABERTURA ASSÉPTICA EM FORMATO PÉTALA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, ASSEGURANDO SEGURANÇA E HIGIENE DURANTE A MANIPULAÇÃO.

INDICADA PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, A SERINGA HIPODÉRMICA INJEX, PODE SER UTILIZADA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, NA APLICAÇÃO DE CONTRASTES, NO PREPARO DE DILUIÇÕES E NO FRACIONAMENTO DE DOSES, SENDO APROPRIADA PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E DEMAIS AMBIENTES DE SAÚDE QUE EXIJAM PRECISÃO, PRATICIDADE E SEGURANÇA.

Identificação / Acondicionamento

EMBALAGEM UNITÁRIA: EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER (PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO), CONTENDO NÚMERO DE LOTE E FABRICAÇÃO IMPRESSO NA PÉTALA DA EMBALAGEM. OS BLISTERES SÃO ACOMODADOS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, IDENTIFICADA COM ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS, APRESENTANDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: LOGO MARCA DA EMPRESA, NOME DO PRODUTO, QUANTIDADE, LOTE, FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO CADASTRO ANVISA E DATA MATRIX (QUANDO APLICÁVEL). OS SÍMBOLOS DE MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ESTÃO IMPRESSOS NA CAIXA DE EMBARQUE.

Rotulagem

A ROTULAGEM DA EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: CADASTRO ANVISA, CÓDIGO DE BARRA, LOGO MARCA DA EMPRESA, NOME DO PRODUTO, MODELO, CONTÉM 01 UNIDADE, ESTÉRIL – ATÓXICA – APIROGÊNICA, PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR, DESCARTAR APÓS O USO, NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA, RESPONSÁVEL TÉCNICO, VALIDADE DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, SELO INMETRO, ENDEREÇO E SAC.

Imagem



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA

Material do Produto:

1	CILINDRO	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE
2	HASTE	POLIPROPILENO	TRANSLÚCIDO
3	ÊMBOLO	BORRACHA TERMOPLÁSTICA	PRETO

Elaborado por:
Assistente de Qualidade Jr.

Bruna

Data: 31/10/2025

Revisado por:
Farmacêutica Pl.

Angela

Data: 31/10/2025

Aprovado por:
Gerente do Sistema da Qualidade Jr.

Chave

Data: 31/10/2025