

AGULHA DESCARTÁVEL - marca UNIT

Procedência: NACIONAL

Agulha para Aspiração da MEDULA ÓSSEA TIPO IV – Cód.

AM-1

Aspiração da MEDULA ÓSSEA na CRISTA ÍLIACA

Registro no MS: 10287079003

AGULHA tipo JAMISHIDI

- Conexão para seringa tipo Luer Lock; Mandril com ponta piramidal; Cânula guia (plástica) para o estilete na retirada da amostra
- Sem CÂNULA EXTRATORA



Diâmetro		COMPRIMENTO					
Gauge	mm	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	17 cm	20 cm
7G	4.5	AM-1 7/7	AM-1 7/10	AM-1 7/12	AM-1 7/15	AM-1 7/17	AM-1 7/20
8G	4.0	AM-1 8/7	AM-1 8/10	AM-1 8/12	AM-1 8/15	AM-1 8/17	AM-1 8/20
9G	3.5	AM-1 9/7	AM-1 9/10	AM-1 9/12	AM-1 9/15	AM-1 9/17	AM-1 9/20
10G	3.4	AM-1 10/7	AM-1 10/10	AM-1 10/12	AM-1 10/15	AM-1 10/17	AM-1 10/20
11G	3.0	AM-1 11/7	AM-1 11/10	AM-1 11/12	AM-1 11/15	AM-1 11/17	AM-1 11/20
12G	2.8	AM-1 12/7	AM-1 12/10	AM-1 12/12	AM-1 12/15	AM-1 12/17	AM-1 12/20
13G	2.5	AM-1 13/7	AM-1 13/10	AM-1 13/12	AM-1 13/15	AM-1 13/17	AM-1 13/20

- A Agulha **Cod. AM-1** é também usada para **Procedimento de VERTEBROPLASTIA.**

DESCRIPTIVO da AGULHA: Agulha para aspiração e biópsia da medula óssea na região da CRISTA ILÍACA, DESCARTÁVEL, tem suas partes metálicas (cânulas, mandril e estilete) formadas por aço inoxidável A.I.S.I 304 e as partes plásticas (tampa, estrutura, canhão, introdutor e acessórios) em acrílonitrila butadieno estireno (ABS). Agulha é composta de uma cânula com conexão para seringa tipo LUER LOCK com ponta cônica e serrilhada e de um mandril com ponta piramidal, e de um estilete para a retirada da amostra coletada de dentro da cânula. Embalagem com os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme a legislação vigente.